
[Testy biologiczne do autoklawu](#)

Testy biologiczne do autoklawów zapewniają łatwe i niedrogie metody monitorowania skuteczności sterylizatora parowego. Wskaźniki weryfikują sterylność instrumentów, szkła i innych produktów w czasie krótszym niż wysłanie próbek do zewnętrznego laboratorium. Testy te weryfikują sterylność narzędzi i innych przedmiotów sterylizowanych parą w ciągu zaledwie dwóch dni, przy użyciu prostego procesu. Oferują łatwą identyfikację sterylizacji. Testy mogą zaoszczędzić wiele kosztów outsourcingu pełnych testów sterylności.

Dane:

email: hygienicdesign.pl@interia.pl

Miejscowość: Cała Polska

Region: mazowieckie
